



## Die neue, einfache und diskrete Insulinabgabe

Das Omnipod DASH®-System ist eine neue, einfache, schlauchlose und diskrete Insulinabgabe und kann Ihnen helfen, ein Leben zu führen, bei dem Sie sich nicht ständig Sorgen um Ihren Diabetes machen müssen. Die vertraute, Smartphone-ähnliche Technologie lässt sich leicht bedienen und in Ihren Lebensalltag integrieren.

Der Pod ist mit der Schutzart IP28 bis zu einer Tiefe von 7,6 Metern bis zu 60 Minuten lang wasserdicht. Der PDM ist nicht wasserdicht.




Das Omnipod® Unterstützungsprogramm – Dienstleistungen zu Ihrer Unterstützung.

Omnipod® Kundendienst

**0800 1821629<sup>†</sup>**

(AUS DEM AUSLAND +49 8995 467389)

[WWW.OMNIPOD.COM](http://WWW.OMNIPOD.COM) >



INSULET\_DE



MYOMNIPOD GERMANY



MYOMNIPOD\_DE

### Wichtige Sicherheitsinformationen:

Das Omnipod DASH®-Insulin-Managementsystem ist für die subkutane Abgabe von Insulin mit festen und variablen Raten zur Therapie von Diabetes mellitus bei auf Insulin angewiesenen Personen bestimmt.

Das Omnipod DASH®-System wurde mit den folgenden U-100-Insulinen geprüft und für gebrauchssicher befunden: NovoLog®/ NovoRapid®, Humalog®, Fiasp®, Admelog® oder Apidra®. Vollständige Sicherheitsinformationen, einschließlich Indikationen, Kontraindikationen, Warn- und Vorsichtshinweisen sowie Anweisungen, entnehmen Sie bitte dem Handbuch des Omnipod DASH®-Insulin-Managementsystems.

\*Anrufe können aus Qualitätssicherungszwecken mitgehört und aufgezeichnet werden. Anrufe zu 0800-Nummern sind aus dem Festnetz kostenlos. Aus anderen Netzen können Kosten entstehen.

©2020 Insulet Corporation. Omnipod, das Omnipod-Logo, DASH, das DASH-Logo und Podder sind Marken oder eingetragene Marken der Insulet Corporation in den USA und verschiedenen anderen Rechtsgebieten. Alle Rechte vorbehalten. Die Bluetooth®-Wortmarken und -Logos sind eingetragene Marken im Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Insulet Corporation erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Markeninhaber. Die Nutzung der Marken Dritter stellt keinerlei Empfehlung dieser Marken dar und bedeutet nicht, dass eine Beziehung oder andere Zugehörigkeit dazu besteht.

Landsberger Strasse 302, Büro 431, 80687 München. INS-ODS-10-2019-00049 V3-DE

## Omnipod DASH®-Insulin-Managementsystem



**Archie H.**  
PODDER™ SEIT 2017



**Patrick D.**  
PODDER™ SEIT 2014


## Freier leben dank der Pod-Therapie

**SO LEICHT KANN INSULINABGABE SEIN. LEICHTER LEBEN.**





# Ein Leben ohne Unterbrechungen



- > Weniger Injektionen, weniger Unterbrechungen im Alltag. Durchschnittliche Anzahl der über 3 Tage erforderlichen Injektionen (ICT: ~4,5 pro Tag).
- > Gleichmäßige, automatische Einführung. Sie müssen die Einführnadel weder sehen noch berühren.
- > 3 Tage kontinuierliche Insulinabgabe.\*

## Erste Schritte

Sobald das Omnipod DASH®-System vollständig programmiert wurde, sind nur 3 Schritte notwendig, um mit der Insulinabgabe zu beginnen.

- 1. Befüllen des Pods**  
Den Pod mit 200 Einheiten Insulin befüllen.
- 2. Pod anlegen**  
Der schlauchlose Pod kann fast an jeder Stelle getragen werden, an der man auch eine Injektion vornehmen würde.
- 3. Auf dem PDM auf „Start“ tippen**  
Die kleine, flexible Kanüle wird automatisch eingeführt; Sie werden sie niemals sehen und auch kaum spüren.

Bitte besprechen Sie mit Ihrem medizinischen Betreuer, ob das Omnipod DASH®-Insulin-Managementsystem für Sie infrage kommt.

# Einfach und Diskret



- 1 Schlauchloser, wasserdicht\*\* Pod**  
Befreien Sie sich von täglichen Injektionen, lästigen Schläuchen und Einschränkungen bei der Kleidungswahl
- 2 Personal Diabetes Manager (PDM) mit Touchscreen**  
Unauffällige Insulinabgabe einfach mit wenigen Handbewegungen

\*Bis zu 72 Stunden kontinuierliche Insulinabgabe.  
\*\*Der Pod ist mit der Schutzart IP28 bis zu einer Tiefe von 7,6 Metern bis zu 60 Minuten lang wasserdicht. Der PDM ist nicht wasserdicht.  
†Abstand maximal 1,5 Meter im normalen Betrieb.  
Der gezeigte Bildschirminhalt ist ein Beispiel und dient lediglich zur Veranschaulichung.

# Einfach in der Anwendung, einfach lebenswert

Der neue, moderne PDM mit Farb-Touchscreen besticht mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche. Bildschirmhinweise führen Sie durch allgemeine Aufgaben und Funktionen, die Sie bei der Behandlung Ihres Diabetes unterstützen.

- Bluetooth®-Verbindung**  
Mit dem Omnipod DASH® PDM können Sie Ihre Insulindosis je nach Aktivitätsniveau und Mahlzeitenwahl aus der Ferne† anpassen. Das gibt Ihnen mehr Sicherheit.
- Schlauchlos**  
Sie können sich ungehindert bewegen und anziehen, was Sie möchten, weil kein Schlauch im Weg sein kann. Der Omnipod DASH® Pod ist klein, leicht und unauffällig.
- Wasserdicht\*\***  
Mehr Freiheit im Leben. Schwimmen, Duschen und vieles mehr ist möglich, ohne den Pod abnehmen zu müssen.
- Flexibel und Individuell**  
Sie können den Pod an fast jeder Stelle tragen, an der Sie eine Injektion vornehmen würden. Der Omnipod DASH® PDM bietet Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Vorgabewerte einzustellen. So können Sie Favoriten festlegen, Ihre Aktivitäten markieren und die Insulinabgabe je nach Tagesablauf auf Sie persönlich einstellen.

# Die Freiheit, Ihre Lieblingsaktivitäten zu genießen, ohne Unterbrechungen...

